



50 PCS BOX

MULTIPLE PROTECTION

3P | NO.808



# CHIRURGISCHE EINWEGMASKE

3-lagig mit Ohrschlaufenband

2000pcs/CTN  
41x39x42cm  
10.5kgs

## WIE MAN EINE MASKE TRÄGT:



Die Ohrschlaufen sind an der Vorderseite verschweißt. Die Rückseite bedeckt Mund und Nase in dem die Ohrschlaufen um Ihre Ohren gezogen werden.



Der nicht sichtbare Metallbügel ist oben, diesen bitte an Ihre Nase anpassen.



Ziehen Sie den unteren Teil der Maske über Ihren Mund und Ihr Kinn.



EN14683 - Level IIR



Mehrschichtiger Schutz



Hautfreundlich und weich



Leicht, dünn und atmungsaktiv



Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsbeständigkeit



Medizinisches Produkt



Nicht steril

- Hypoallergen
- Einstellbarer Nasenclip
- Bakterielle Filterleistung 98%
- Maße: 17.5cm – 9.5cm
- 50 Stück per Box
- Composition: Zusammensetzung: Vliesstoff + Melt-Blown + Vliesstoff



EC REPRESENTATIVE: SUNGO Europe B.V.  
ADDRESS: Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands

